

## Návod k používání a údržbě

**Výrobek:** jednosměrně kluzná podložka – Glide and Lock Sheet  
**Výrobce:** Hospital Direct, Velká Británie  
**Provedení:** kontaktní vrstva může být v jednoduchém provedení nebo s polstrováním pro větší komfort, nebo s polstrováním a omyvatelným povrchem. Dále může být bez nebo s úchyty pro snadnější manipulaci a ve velikostech S až XL. K podložce lze objednat nepratelný ochranný povlak.

### Praní a sušení:

*Praní:* nenamáčet v bělicím prostředku; předpírka do 40°C, hlavní praní do 74°C, máchání s postupným snižováním teploty máchací lázně; nepoužívat bělicí prostředky na bázi chloru; nepoužívat změkčovací prostředky! Neprat spolu s froté a jinými výrobky, uvolňujícími vlákna; prací stroj se plní maximálně na 80%; Prací program konzultujte s dodavatelem pracích prostředků;

*Sušení:* Při sušení v bubnových sušičkách volte program pro syntetické tkaniny, důležitý požadavek: NEPŘESUŠIT !

### ! Důležitá upozornění:

- **nepoužívat bělidla ani dezinfekční prostředky na bázi chlóru!!!**
- **VÝROBEK SE NESMÍ ŽEHLIT!**
- **pomůcky nezanedbávejte blízko nechráněných plamenů**
- **při manipulaci vždy zabrzděte lůžko nebo vozík**
- **dbejte na to, aby podložka nebyla porušena ostrým předmětem nebo teplem**
- **kluzné podložky neodkládejte na podlahu – hrozí nebezpečí zranění v důsledku uklouznutí**
- **ujistěte se, že podložka je umístěna správným způsobem podle našitého štítku, šipka glide – skluz směruje dozadu, šipka lock – zamčení, směruje dopředu. Protiskluzová vrstva směruje dolů a je na vozíku či lůžku, štítek je na horní straně, a to po levé ruce pečovatele**
- **podložku je vhodné umístit ještě před usazením pacienta/klienta**
- **pravidelně kontrolujte pozici osoby na podložce, pokud se lehce změní, pak ji posuňte směrem dozadu**
- **důležitá je pravidelná údržba, nečistoty mohou negativně působit na dolní protiskluzovou vrstvu**

### Manipulace

Jednosměrně kluzná podložka slouží ke snadnějšímu polohování pacienta v jednom směru a zároveň brání jeho zpětnému sklouznutí. Používá se na lůžku, vozících a kolečkových křeslech. Spodní strana podložky je z protiskluzového materiálu, uvnitř podložky jsou pak 3 pruhy, které umožňují zmíněný skluz podložky v jednom směru a brání posunu ve směru opačném.

U dodavatele lze objednat kurz efektivního používání manipulačních a polohovacích pomůcek.