

System přivolání pomoci ALERT-IT

System se skládá ze signalizačních jednotek (tlačítek) a pagerů, který přijímají a zobrazují volání

Signalizační jednotka model P 135

Volání se aktivuje stiskem tlačítka, který je doprovázen zvukovým signálem a rozsvícením červené kontrolky, která proklikává po celou dobu kdy je volání aktivní.



Tlačítko lze nosit zavěšené nebo na zápěstí.

Reset volání lze provést pouze stanoveným postupem na tlačítku volajícího, nelze jej provést "na dálku".

Tlačítko má omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, napájení baterií 3V baterií, pracovní frekvence 434,075 MHz, dosah v zastavěném

prostředí cca 60 m.

Rozměry 60x35x20 mm, váha 30 g

Odolnost proti vlhkosti dle IP 62

Antimikrobiální ochrana dle ISO 22196.

Další funkce: detekce slabé baterie, kontrola dosahu tlačítka.

Pager pro příjem volání model P 137

Na pageru jsou zobrazována volání ze signalizační jednotky – přiřazené jméno, místo nebo jiná informace. Příjem volání je doprovázen rozsvícením displeje, zvukovým signálem, popřípadě vibracemi. Podle provedení lze pager spárovat s osmi resp. 64 jednotkami v síti.



Pager má omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, napájení 9V akumulátorem, pracovní frekvence 434,075 MHz.

Rozměry 120x70x20 mm, váha 161 g

Odolnost proti vlhkosti dle IP 62

Zdravotnický prostředek třídy I, antimikrobiální ochrana dle ISO 22196.

V případě větších vzdáleností lze systém doplnit opakovači signálu.